



**a dec**<sup>®</sup>



# RADIUS®



Quand A-dec a lancé Radius, c'est un nouveau concept qui est né : originalité du montage de chaque composant de l'équipement, fixé sur des bras tournants autour du fauteuil, pour une flexibilité et une ergonomie exceptionnelles.

#### **Flexibilité**

En partant du fauteuil comme plateforme de montage, Radius propose un équipement, un crachoir ou un bras assistante avec instruments, un moniteur et un scialytique qui tournent tous facilement et rapidement autour du fauteuil. Le résultat final est un système complet et ergonomique qui propose une amplitude exceptionnelle de mouvement et un positionnement très précis pour les dentiste (droitiers ou gauchers).

#### **Valeur ajoutée**

Aujourd'hui, Radius brille par sa fiabilité tout en multipliant les options. Avec Radius, vous pouvez avoir des salles de traitement modernes et efficaces et bénéficier ainsi de l'un des meilleurs rapports efficacité/prix en matière d'équipement dentaire.

*Fauteuil Radius, garniture cousue, teinte Dusty Blue, équipement à fouets Continental®, bras assistante avec pompe à salive, deux grosses canules (HVE) et bras moniteur.*

Les instruments du bras assistante incluent un touchpad intégré, une seringue, deux grosses canules et une pompe à salive.

Le crachoir Radius, en céramique, pivote autour du dossier du fauteuil pour en faciliter le positionnement.


La version à fouets Continental permet un positionnement transthoracique ou latéral pour une ergonomie améliorée.

## MUPLIPLICATION DES OPTIONS POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Grâce à ses axes pivotants à l'avant et à l'arrière du fauteuil, Radius propose une compatibilité gaucher/droitier complète, une excellente amplitude de mouvement, un positionnement quasi illimité des instruments pour l'ensemble de l'équipe dentaire. Il vous permet également de choisir. Que vous ayez besoin d'un crachoir ou d'un bras assistante, d'un unit à fouets Continental ou à cordons pendants Traditionnel, d'un scialytique, d'un moniteur ou d'une caméra intrabuccale — Radius répond à vos besoins actuels et futurs.

*Fauteuil Radius avec garniture lisse, teinte Taupe, équipement à cordons pendants Traditionnel avec plateau, bras assistante et bras moniteur.*

La caméra intrabuccale  
A-dec intégrée.



Le scialyque Radius tourne  
facilement autour du repose-  
pieds possède un troisième  
axe de rotation et comprend  
une position composite.



Le micromoteur  
électrique A-dec, avec  
commande par touchpad  
et affichage numérique.



# DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Fauteuil Radius, garniture lisse, teinte Sapphire, équipement à cordons pendants Traditional, crachoir avec support instruments assistante ; tabourets A-dec 1601 et 1622.

- **Garniture lisse ou à coutures ou cousu** avec diverses densités de mousse pour un meilleur soutien lombaire et confort du patient
- **Accoudoirs à positionnement automatique** simplifiant l'installation/la sortie du patient
- **Bras d'instruments rotatif** pour une compatibilité gaucher/droitier, un positionnement exceptionnel et une ergonomie améliorée
- **Système d'eau autonome et intégré**, combiné aux **pastilles de décontamination A-dec ICX™**, qui simplifie la maintenance de votre équipement
- **Tuyaux internes** pour améliorer la mobilité autour du fauteuil et l'esthétique de l'équipement
- **Bras crachoir rotatif** pour une compatibilité gaucher/droitier, un positionnement exceptionnel et une ergonomie améliorée
- **Rotation sur 270° du scialytique ou du bras moniteur** fixes à l'avant du fauteuil pour améliorer le positionnement des dentistes gauchers et droitiers
- **Le bras assistante inclut une seringue**, une grosse canule et une pompe à salive, toutes autoclavables pour améliorer la prévention des infections
- **Clavier de commande** du fauteuil intégré, à touche tactile
- **Caméra intrabuccale A-dec** avec vues en direct, arrêts sur image et écran partagé en quarts, activée par la pédale du Radius
- **Micromoteur électrique A-dec** à induction, avec technologie sans charbon, pour prolonger considérablement la durée de vie du moteur.

**a dec®**

A-dec Inc.

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

Téléphone : 1-800-547-1883, Télécopieur : 503-538-0276

Hors É.-U. / Canada : +1-503-538-7478

© 2004 A-dec™ Inc. Tous droits réservés.

85.6039.01FR / GAC / 8M / 03-05

[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

Pour plus d'informations sur Radius, contactez le revendeur A-dec agréé le plus proche, rendez-vous sur le site [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com) ou appelez-nous au 1-800-547-1883 (+1-503-538-7478 dans le monde entier).

Les produits et couleurs figurant dans cette brochure sont susceptibles d'être différents des matériaux réellement employés, et peuvent subir des modifications sans information préalable. Pour des échantillons de coloris et des informations actualisées sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec autorisé.