



# NeoLucent Plus

## Nouvelle génération



Le NeoLucent Plus ne nécessite aucun protocole spécifique pour le collage  
**ClassOne**





# NeoLucent Plus




## Nouvelle génération

### Brackets céramique

#### Prescriptions Roth

DESCRIPTION	Qté par set	Nombre de brackets	Référence article	
			.018	.022
5 à 5 haut & bas avec crochet sur 3, 4, 5	1	20	704-299	704-399
5 à 5 haut avec crochet sur 3, 4, 5	1	10	704-299U	704-399U
3 à 3 haut & bas avec crochet sur 3	1	12	704-296	704-396
3 à 3 haut avec crochet sur 3	1	6	704-296U	704-396U

MAXILLAIRE	Desc	Code couleur	Dent	Torque	Ang	Anti rotation	.018R	.018L	.022R	.022L
Centrales 	-	Noir	U1	+12°	+5°	0°	704-203	704-204	704-303	704-304
Latérales 	-	Rose	U2	+8°	+9°	0°	704-221	704-222	704-321	704-322
Canines 	Crochet	Vert	U3	-2°	+13°	4°M	704-251HK	704-252HK	704-351HK	704-352HK
Prémolaires 	Crochet	Violet	U4&5	-7°	0°	2°D	704-259HK	704-260HK	704-359HK	704-360HK

MANDIBULAIRE	Desc	Code couleur	Dent	Torque	Ang	Anti rotation	.018R	.018L	.022R	.022L
Anterieures 	-	Jaune	L1&2	-1°	0°	0°	704-233	704-233	704-333	704-333
Canines 	Crochet	Bleu	L3	-11°	+7°	2°M	704-269HK	704-270HK	704-369HK	704-370HK
1 <sup>res</sup> prémolaires 	Crochet	Blanc	L4	-17°	0°	4°D	704-289HK	704-290HK	704-389HK	704-390HK
2 <sup>e</sup> prémolaires 	Crochet	Rouge	L5	-22°	0°	4°D	704-293HK	704-294HK	704-393HK	704-394HK

74, rue Berthie Albrecht – 94400 Vitry-sur-Seine  
Tél : 01 49 61 41 41 – [www.sdc-1859.com](http://www.sdc-1859.com)